

クオンティフェロンTBゴールドプラス検査依頼書

(枚中の 枚目)

※ 太枠内をもれなく記入してください。

受付日時 年 月 日 :

施設名	施設住所 〒 -
	施設電話番号
提出医 先生	担当科・担当者

1	フリガナ 氏名	性別	生年月日 T・S・H・R 年 月 日生	検体ID
	男・女	採取日時 令和 年 月 日 時 分		
2	フリガナ 氏名	性別	生年月日 T・S・H・R 年 月 日生	検体ID
	男・女	採取日時 令和 年 月 日 時 分		
3	フリガナ 氏名	性別	生年月日 T・S・H・R 年 月 日生	検体ID
	男・女	採取日時 令和 年 月 日 時 分		
4	フリガナ 氏名	性別	生年月日 T・S・H・R 年 月 日生	検体ID
	男・女	採取日時 令和 年 月 日 時 分		
5	フリガナ 氏名	性別	生年月日 T・S・H・R 年 月 日生	検体ID
	男・女	採取日時 令和 年 月 日 時 分		
6	フリガナ 氏名	性別	生年月日 T・S・H・R 年 月 日生	検体ID
	男・女	採取日時 令和 年 月 日 時 分		

検査目的：以下に当てはまる項目にチェックしてください

(1) 感染性結核患者との接触者(接触者健診)
 (2) 医療関係者(職員・学生)等の定期健診
 (3) その他()

<注意事項>

- ※ 採血方法 4種類の専用採血管に各1mLずつ採血し、上下に5秒間又は10回振って混合してください。(採血管の内表面全体が血液で覆われていることを確認してください)
- ※ 搬入までの時間 採血後15時間以内(当日中)に搬入してください。
- ※ 搬送温度 17～27℃(室温) 氷冷や冷蔵を行わないでください。
- ※ 検体受付時間 9:00～12:00 13:00～15:30

<通信欄>

190401

公益財団法人 宮城県結核予防会 複十字健診センター

〒989-3203 宮城県仙台市青葉区中山吉成2-3-1
Tel 022-719-5161(代) FAX 022-719-5166